


LOWER LEG SUPPORT

Para una mejor colocación y abordaje

Adept Medical presenta el Lower Leg Support, una solución completa diseñada por profesionales sanitarios para facilitar las intervenciones de arteriopatía periférica.

El Lower Leg Support se ha diseñado para inmovilizar cuidadosamente la pierna del paciente durante el tratamiento guiado de isquemia crónica de las extremidades inferiores mediante radioscopia. El diseño ergonómico, desarrollado por profesionales sanitarios, facilita la colocación de la pierna de manera óptima en función de las necesidades durante las intervenciones en los miembros inferiores.

Las extremidades se pueden asegurar firmemente, a la vez que descansan sobre el colchón de la mesa, gracias a las dos correas de la mesa, que abrazan fácilmente tanto la sección voladiza de la mesa como el colchón, lo que garantiza la seguridad del dispositivo. Las correas de la mesa están equipadas con hebillas laterales que permiten una liberación rápida y un fácil tensado. El Lower Leg Support es compatible con la mayoría de los modelos de mesa habituales y se puede usar con sistemas de diagnóstico C-Arm.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Inmovilización de la pierna

Control de la presión

Correas blandas

Reposapiés reversible

Reposapiés extraíble

Radiotransparente

Comodidad para el paciente

Rápida colocación y ajuste



MONTAJE Y POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE

El Lower Leg Support mantiene el pie cómodamente en una ligera plantarflexión y permite movimientos de endo y exo-rotación, lo que permite múltiples opciones de posicionamiento para facilitar la obtención de imágenes.

Su reposapiés reversible permite utilizar el producto tanto en el pie izquierdo como en el derecho, ofreciendo la flexibilidad que exigen los procedimientos quirúrgicos. El reposapiés se puede extraer completamente para permitir el abordaje de la arteria distal, las ecografías y la manipulación del pie, si fuera necesario durante la intervención.



El compuesto de fibra de carbono destaca por su excelente radiotransparencia, durabilidad y resistencia a los productos químicos de limpieza de uso común. El Lower Leg Support es ligero y fácil de manejar, permitiendo su montaje de manera simple y rápida por una sola persona.

COMODIDAD DEL PACIENTE

Las correas de espuma ajustables para piernas y pies son suaves al tacto y proporcionan una inmovilización ligera para pacientes sometidos a sedación consciente.

El soporte de fibra de carbono para piernas dispone de una almohadilla de espuma suave diseñada por profesionales clínicos, que permite controlar la presión en pacientes que a menudo sufren úlceras dolorosas.




USOS

Radiología intervencionista

- Tratamiento guiado por radioscopia para tratar la arteriopatía periférica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lower Leg Support
Código de producto: AM3000
Peso: 3.5Kg



EC REP

CE

REPRESENTANTE EN LA CE

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Para obtener formación en línea, visite:
www.adeptmedicaltraining.com